

## MAIN MALLÉABLE LESTÉE SANS PLOMB®

Permet de positionner la main du patient durant l'intervention



Elle est constituée d'une feuille d'alliage d'aluminium, revêtue d'un polymère:

**Bio compatible**

**Isolant électrique**

Elle est:

**Radio transparente**

**Autoclave à 134°C**

Elle comporte une **Partie lestée** au niveau du poignet indéformable afin d'éviter tout mouvement de la main du patient durant l'intervention.

Les parties malléables permettent d'immobiliser et de maintenir les doigts dans les positions souhaitées.

