

VIS EXTRACTIBLE PÉDIATRIQUE

Une gamme complète de vis canulées pour épiphysiolyse faciles à extraire en percutanée grâce à une tête hexagonale extérieure

Ces implants sont conçus pour servir de guide à une cicatrisation normale, et non pour remplacer une structure corporelle normale quelle qu'elle soit, ou supporter le poids du corps en cas de cicatrisation osseuse incomplète.



Ancillaires

Tournevis pour insertion et extraction
Foret canulé pour vis diamètre 5 et un autre pour vis diamètre 7
Guide broche
Règlette de mesure.

L'**épiphysiolyse** est une pathologie de la hanche qui touche les adolescents, surtout les garçons prépubères. Liée à une anomalie du cartilage de croissance, elle se traduit par un glissement de la tête du fémur (épiphysse fémorale supérieure) par rapport au col du fémur.